

Armoires pour Laboratoires EMC2 650H 290 ET EMC2 650L 290

Plages de température

EMC2 650 H +5°C (+/-3°C)
EMC2 650 L -20°C (+/-2°C)
Ambiance +43°C (Classe climatique 5)

Dimensions

Ext: EMC2 650H : L720 x P825x H2070mm
Ext: EMC2 650L : L720 x P825x H2090mm
Int : L 533 x P 690 x H 1505 mm

Profondeur porte ouverte 1465 mm

Stockage

Volume brut 600 Litres
Format GN 2/1 (530 x 650 mm)
Clayettes 5 x GN 2/1 rilsanisées
Charge admissible 40 kg par niveau
Glissières 5 paires anti-basculement
Dotation maximale 24 niveaux espacés de 55 mm

Conformité COFRAC

Armoire répondant aux exigences COFRAC 5°C+/-3°C ou -20°C +2°C (à valider sur site par une cartographie COFRAC)

Construction

Construction monocoque.

Isolation polyuréthane haute densité (43kg/M3) 0%CFC/HCFC épaisseur 80 mm.

Revêtement intérieur aluminium anodisé verni, extérieur Silverlite™ simili inox pour un entretien facile et une protection contre les traces de doigts.

Intérieur avec angles arrondis et fond sans seuil.

Aucune visserie visible ni piège à bactéries.

Froid ventilé

Aménagement intérieur entièrement démontable sans outil.

Joint de porte fongicide amovible (à clipser).

Glissières anti-basculement à 2 points d'ancrage.

Clayettes renforcées rilsanisées (5 par porte).

Portes ferrée à droite en série (ouverture gauche - droite), réversible sur site.

Poignée intégrée dans le profilé de la porte.

Portes à fermeture automatique, blocage à 110°. Porte(s) équipée(s) de serrures.

Coupe-ventilation à l'ouverture des portes (modèles négatifs)

Piètement quatre roulettes à freins diamètre 80 mm pour faciliter la manutention et le nettoyage.



Tampon frigorifique



Presse-étoupe fourni en série pour le passage des fils



Régulation électronique avec affichage digital de la température. Alarmes audiovisuelles de dépassement de température (haute et basse)



EMC2 650 H ET L

Normes

Qualité ISO 9001

Normes européennes : AC D 40 003

Indice de protection régulateur : IP65

CE Marquage CE basse tension et CEM

Hygiène NF U 60-010

Sécurité EN 60 335-1

Performances NFX 15-140

COFRAC Validation cartographie sur site



S.P.R.L. www.amlab.be
info@amlab.be
 Tél : +32 83 66 89 30
 Fax : +32 83 66 89 33

	EMC2 650 H	EMC2 650 L
Puissance frigorifique	291W @ -10/+50°C	473W @ -30/+50°C
Ambiance	+43°C	+43°C
Classe climatique	5	5
Compresseur	Hermétique	Hermétique
Evaporateur	Traité cataphorèse	Traité cataphorèse
Réfrigérant	R290	R290
Niveau sonore	31 dBA @ 1M	36 dBA @ 1M
Chaleur dissipée	4320 W/24H	13350 W/24H
Détente	Capillaire*	Capillaire*
Condensation	A air	A air
Dégivrage automatique	Arrêt de cycle	Electrique
Ré-évaporation	Gaz chaud	Gaz chaud
Tension	230	230
Cycle	50**	50**
Protection	2A	4A
Puissance électrique	250 W	500 W