



Armoires pour Laboratoires FSL400HLAB

Plages de température

FSL400HLAB +5°C (+/-3°C)
Ambiance +43°C (Classe climatique 5)

Dimensions

Ext L 600 x P 705 x H 1900 mm
Hauteur intérieure disponible 1230 mm
Profondeur porte ouverte 1295 mm

Stockage

Volume brut 400 Litres
Format 466 x 506 mm
Clayettes 5 (466 x 506 mm) rilsanisées
Jeux de quatre taquets 5
Crémaillères 4

Conformité COFRAC

Armoire répondant aux exigences COFRAC
5°C+/-3°C (à valider sur site par une cartographie
COFRAC)

Construction

Construction monocoque.

Isolation polyuréthane haute densité
(42kg/M3) 0%CFC/HCFC épaisseur 60 mm.

Revêtement intérieur aluminium ou blanc, extérieur
inox.

Rupture thermique de porte entièrement démontable
sans outil

Aucune visserie visible ni piège à bactéries.

Gaine de diffusion d'air pour une température constan-
te et une température.

Aménagement intérieur entièrement démontable
sans outil.

Joint de porte fongicide magnétique démontable
sans outil.

Taquets de fixation réglables en hauteur (5 jeux de 4)

Clayettes rilsanisées (5 par porte).

Portes ferrée à droite en série (ouverture gauche –
droite). Porte ferrée à gauche sur commande.

Porte(s) équipée(s) de serrures.

Équipement standard 4 roulettes pivotantes dont 2
avec freins pour faciliter la manutention et le net-
toyage.

Normes

Qualité ISO 9001

Environnement ISO 14000

CE Marquage CE basse tension et CEM

Hygiène NF U 60-010

Sécurité EN 60 335-1

Performances NFX 15-140

COFRAC Validation cartographie sur site



FSL400HLAB

FSL400HLAB

Puissance frigorifique	300W @ -8°C
Ambiance	+43°C
Classe climatique	5
Compresseur	Hermétique
Évaporateur	Traité anticorrosion
Réfrigérant	R134a
Chaleur dissipée	680 W/24h
Détente	Capillaire
Condensation	A air
Dégivrage	Arrêt de cycle
Ré-évaporation	Gaz chaud
Tension	230
Cycle	50
Protection	10A
Puissance absorbée	280W



Presse-étoupe fourni en série
pour le passage des fils



Régulation électronique avec
affichage digital de la
température. Alarmes audio-
visuelles de dépassement de
température (haute et basse)



A.M.L. sprl
Rue Fontaine St Pierre, 1C, Bat 6 5330 ASSESSE
Tel : +32 83 66 89 30 Fax : +32 83 66 89 33